

# Customize your Mesotherapy



# MESO-PEN<sup>®</sup>

## MESOTHERAPY



### CARACTERISTIQUES GENERALES :

Poids de l'appareil : 180 grammes  
Longueur : 18 cm  
Garantie : 2 ans  
Appareil conçu pour une utilisation ambidextre  
Conçu et fabriqué sous Certification ISO 9001 - ISO 13485 - EN 46001 / CE 0499

### GENERAL FEATURES:

Weight : 180 g  
Length : 18 cm  
Warranty : 2 years  
Designed for both left and right handed  
Designed and made under ISO 9001 - ISO 13485 - EN 46001 / CE 0499

**UNIVERSEL :** Accepte toutes les aiguilles, seringues et multi-injecteurs standards. PAS DE KIT EXCLUSIF

**RAPIDE :** 1, 3 ou 5 aiguilles simultanément

**DOSIMETRIQUE :** Dose réglable de 0,01 ml jusqu'à 1 ml. Gestion électronique de la vitesse de délivrance de la dose.

**COMPLET :** Profondeur d'injection réglable de 1 à 16 mm

**MODERNE :** Un écran graphique indique tous les paramètres de traitement et une seule touche multi-directionnelle permet d'accéder à tous les réglages.

**CONVIVAL :** Une vibration dans la paume de l'utilisateur indique le temps de délivrance de la dose.

**INDOLORE :** L'injection est déclenchée par simple pression de l'appareil sur la zone à traiter. Le mouvement d'injection, très pur, peut être lent ou rapide selon les besoins.  
Une mire stabilisatrice "tend" la peau sur la partie à traiter et inhibe l'effet de douleur par le biais du "Gate Control System".

**ECONOME :** L'injection n'est déclenchée que lorsque l'aiguille a atteint la profondeur programmée. Aucune perte de produit entre chaque injection

**AUTONOME :** Double alimentation de série : secteur et batterie Lithium (autonomie : 10 heures)

**UNIVERSAL :** Accept any standard needles, syringes and multi-injectors. NO EXCLUSIVE KIT

**FASTER :** 1, 3 or 5 needles simultaneously

**DOSIMETRIC :** Dose adjustable from 0,01ml to 1ml. Electrical control of the flow of the injection

**DEEPER :** Depth injection adjustable from 1 to 16 mm

**MODERN :** A digital screen indicates all treatment variables and just one multi-directional button controls all the settings.

**PRACTICAL :** A little vibration in the hand confirms the right delivery of the dose.

**PAINLESS :** Injection begins with a simple pressure of the MesoPen on the treated area. The movement of the injection, very safe and pure, can be smooth or quick accorded to the treatment.  
A skin stabilizer on the treated zone decreases the pain effect by "Gate Control System".

**ECONOMY :** Injection starts when the needle reaches the correct depth. No leakage of product between each injection

**AUTONOMY :** Double energy : Main power and Lithium battery (autonomy : 10 hours)

# Safe - Small - Fast - Deep



## UNIVERSAL

The Meso-Pen accepts all types of needles as well in length & diameter and all types of syringes from 1 to 10 ml



The MESO-PEN offers the possibility to work with one needle, but also in "Simultaneous Multi-Injections" by adapting standard multi-injectors

**PAINLESS and GOOD VALUE**  
Injection begins with a simple pressure of the Pen on the treated area and can be smooth or quick.  
Injection starts when the needle reaches the correct depth and stops at the precise dose.

Size reference



**BETTER**  
No leakage

**PRACTICAL and MODERN**  
A digital screen indicates all treatment variables and just one multi-directional button controls the settings

**HANDY**  
Designed for both left & right handed

*Always one step ahead for the best MESO-SYSTEMS in the World...*





Family Name ..... First Name .....

Institution & Specialty .....

Address .....

Zip code..... City .....Country .....

Tel. .... Fax ..... E-mail .....

- I am interested in the **Meso-Pen**, please **send me more information**.
- I am interested in **Anti-Aging Medical Systems** products, please **send me more information**.

### European Office

Pôle Technologique de Vimenet  
48100 MONTRODAT - France  
Tel. +33 (0)4 66 32 31 16  
Fax. +33 (0)4 66 32 45 03  
contact@aa-medicalsystems.com

[www.aa-medicalsystems.com](http://www.aa-medicalsystems.com)

Official Distributor: